

产品名称: L-犬尿氨酸

学名: L-Kynurenine

CAS编号: 2922-83-0

别名: L-犬尿氨酸水合物

分子式: C₁₀H₁₂N₂O₃

分子量: 208.21

性状: 固体

化合物种类: Aldehydes, Acids

来源: 人肠道微生物代谢物

纯度: ≥98%

品牌: PureoneBio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法HPLC≥98%。

【药理作用】 L-犬尿氨酸是L-犬尿氨酸的分析标准品。本品用于研究和分析应用。L-犬尿氨酸是氨基酸L-色氨酸的代谢产物。L-犬尿氨酸是一种芳烃受体激动剂。

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>