

产品名称: 3-羟基-DL-犬尿氨酸

学名: 3-Hydroxykynurenine

CAS编号: 484-78-6

分子式: C₁₀H₁₂N₂O₄

分子量: 224.21

性状: 固体

化合物种类: Ketones, Aldehydes, Acids

来源: 内源性代谢物

纯度: HPLC 98%

品牌: PureoneBio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法HPLC 98%。

【药理作用】3-羟基犬尿氨酸（色氨酸代谢产物）是一种潜在的内源性神经毒素，其水平升高已在多种神经退行性疾病中被发现，该物质可诱导神经元凋亡。

【运输与保存】快递运输。2-8 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>