

产品名称: 甘油三酯

学名: Trilaurin

CAS编号: 538-24-9

分子式: C<sub>39</sub>H<sub>74</sub>O<sub>6</sub>

分子量: 639.00

性状: 固体

化合物种类: Others

来源: 内源性代谢物

纯度: GC 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法HPLC 98%

【药理作用】甘油三酯 Trilaurin 能抑制巴豆油促进的二甲基苯并蒽(DMBA)引起的肿瘤的形成。

【运输与保存】快递运输。2-8 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>