

产品名称: 3-苯基乳酸
学名: D-(+)-Phenyllactic acid
CAS编号: 7326-19-4
别名: 3-苯基乳酸
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.17
性状: 白色结晶型粉末
化合物种类: 芳烃类
来源: 合成
纯度: HPLC ≥ 98%
品牌: Pureonebio
规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【药理作用】抗菌，降血糖

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061
邮箱: info@pureonebio.com
网址: <http://www.pureonebio.com>