

产品名称: Phoyunnanin C

学名: Phoyunnanin C

CAS编号: 956344-38-0

别名: Phoyunnanin C

分子式: C₃₀H₂₆O₆

分子量: 482.52

性状: 白色结晶粉末

化合物种类: 二氢菲类

来源: 白芨

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【药理作用】 抗菌、抗炎、抗肿瘤

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>