

产品名称: 白头翁皂苷E3

学名: Pulchinenoside E3

CAS编号: 824401-07-2

别名: 白头翁皂苷E3

分子式: C<sub>71</sub>H<sub>116</sub>O<sub>35</sub>

分子量: 1529.7

性状: 白色结晶型粉末

化合物种类: 三萜皂苷类

来源: 白头翁

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【药理作用】抗肿瘤；抗炎；抗病毒；抗菌

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: [info@pureonebio.com](mailto:info@pureonebio.com)

网址: <http://www.pureonebio.com>