

产品名称: 柴胡皂苷B3

学名: Saikosaponin B3

CAS编号: 58316-42-0

别名: 柴胡皂苷B3

分子式: C₄₃H₇₂O₁₄

分子量: 813.02

性状: 白色结晶粉末

化合物种类: 萜类

来源: 柴胡

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【药理作用】柴胡皂苷具有解热、镇静、抗炎、免疫调节、抗病毒、抗肝纤维化、抗肿瘤等

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>