

产品名称: 豆甾-4-烯-3-酮

学名: Sitostenone

CAS编号: 1058-61-3

别名: 豆甾-4-烯-3-酮

分子式: C₂₉H₄₈O

分子量: 412.71

性状: 白色结晶粉末

化合物种类: 甾酮类

来源: 半夏

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【药理作用】 用于农业杀虫、杀菌（对人类和环境不会造成污染）

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>