

产品名称: 毛茛利素

学名: Lasiokaurin

CAS编号: 28957-08-6

别名: 毛茛利素

分子式: C₂₂H₃₀O₇

分子量: 406.475

性状: 白色结晶粉末

化合物种类: 二萜类

来源: 毛萼香茶菜 ; 冬凌草 ; 毛叶香茶菜 ; 枇杷素

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【药理作用】 抗癌、抗炎

【运输与保存】 快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>