

产品名称: 去芹糖桔梗皂苷D3

学名: Deapi-platycodin D3

CAS编号: 67884-05-3

别名: 去芹糖桔梗皂苷D3

分子式: C₅₈H₉₄O₂₉

分子量: 1255.6

性状: 白色结晶粉末

化合物种类: 三萜皂苷类

来源: 桔梗

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【药理作用】抗氧化；抗癌；抗炎；保肝；降血糖

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>