

产品名称: 洋川芎内酯B

学名: Senkyunolide B

CAS编号: 93236-67-0

别名: 洋川芎内酯B

分子式: C₁₂H₁₂O₃

分子量: 204.22

性状: 白色结晶粉末

化合物种类: 内酯类

来源: 川芎

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>