

产品名称: 洋川芎内酯G

学名: Senkyunolide G

CAS编号: 94530-85-5

别名: 洋川芎内酯G

分子式: C₁₂H₁₆O₃

分子量: 208.26

性状: 当归

化合物种类: 抗脑缺血和抗老年痴呆, 可抑制子宫节律性收缩

来源: 苯酞类

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存, 长时间在暴露在空气中, 含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>