

产品名称: 3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸甲酯

学名: 3,5-Di-O-caffeoylquinic acid methyl ester

CAS编号: 159934-13-1

别名: 3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸甲酯

分子式: C₂₆H₂₆O₁₂

分子量: 530.5

性状: Powder

化合物种类: 苯丙素 Phenylpropanoids

来源: The flowerbud of *Lonicera japonica* Thunb.

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>