

产品名称: Isorinic acid

学名: Isorinic acid

CAS编号: 145757-60-4

别名: Isorinic acid

分子式: C₁₈H₁₆O₇

分子量: 344.3

性状: Powder

化合物种类: 苯丙素 Phenylpropanoids

来源: The fruit of Helicteres isora

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>