

产品名称: Lecanoric acid

学名: Lecanoric acid

CAS编号: 480-56-8

别名: Lecanoric acid

分子式: C₁₆H₁₄O₇

分子量: 318.281

化合物种类: 未分类

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>