

产品名称: 猪苓酸C

学名: Polyporenic acid C

CAS编号: 465-18-9

别名: 猪苓酸C

分子式: C₃₁H₄₆O₄

分子量: 482.69

性状: 白色结晶粉末

来源: 茯苓

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等, 另可根据需求量包装

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【生物活性】利尿 增强免疫 抗肿瘤 保肝

【运输与保存】快递运输。2-8℃ 避光密封保存, 长时间在暴露在空气中, 含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>