

产品名称: 3,4-Didehydrosapriparaquione

学名: 3,4-Didehydrosapriparaquione

CAS编号: 142763-37-9

别名: 3,4-Didehydrosapriparaquione

分子式: C₂₀H₂₄O₃

分子量: 312.409

化合物种类: 未分类

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等, 另可根据需求量包装

详细信息:

【作用与用途】 本品用于含量测定及科学研究方面。

【检测方式】 高效液相色谱法

【运输与保存】 快递运输。2-8℃避光密封保存, 长时间在暴露在空气中, 含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>