

产品名称: Isopteleine

学名: Isopteleine

CAS编号: 2181-84-2

别名: Isopteleine

分子式: $C_{13}H_{11}NO_3$

分子量: 229.235

化合物种类: 未分类

纯度: HPLC $\geq 98\%$

品牌: Pureonebio

规格: 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等, 另可根据需求量包装

详细信息:

【作用与用途】本品用于含量测定及医药研究方面。

【检测方式】高效液相色谱法

【运输与保存】快递运输。2-8 避光密封保存, 长时间在暴露在空气中, 含量会有所降低。

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>